



Pluricode

kit Dispenser Spray liquido Igienizzante



- Possibilità di montaggio a parete o su piantana
- Funzionamento automatico tramite sensore
- Nessun tocco in modo da evitare contatti

- Tanica ricaricabile 1000ml
- Lampada UV sterilizzante
- Indicatore Led esaurimento carica
- Alimentazione a batterie (Non incluse)
- Installazione tramite:
 - Fissaggio a parete
 - Staffa da tavolo
 - Piantana in metallo a pavimento

RTDITG001 = DISPENSER LIQ. IGIENIZZANTE

RTDITG001BA001 = Base da tavolo in metallo x Disp

RTDITG001PI001 = Piantana in metallo H. 120 cm

RTDITG001DI001 = Disinfettante liq. conf. 1 lt.

RTDITG001DI002 = Disinfettante liq. conf. 5 lt.



Pluricode è un marchio di Pluriservice Spa

Via F. Santi, 22 - Z.Ind. Bassette 48123 Ravenna (RA) - Tel. 0544 456669 - Fax 0544 688954

Capitale sociale i.v.: 1.000.000,00 € - commerciale@pluriservice.it



Pluricode

kit Dispenser Spray liquido Igienizzante

Scheda tecnica liquido

Descrizione:

Lo spray igienizzante del kit dispenser Pluricode è un formulato idroalcolico prodotto secondo le direttive dell'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) in merito ai dispositivi da utilizzare per la sanificazione delle mani quando acqua pulita e sapone non siano disponibili. Il principio attivo impiegato negli igienizzanti mani è l'alcol etilico denaturato per uso cosmetico. Questa sostanza ha un elevato potere igienizzante e consente di minimizzare la diffusione delle contaminazioni grazie ad una riduzione logaritmica della carica batterica e virale presente sulla pelle. L'alcol è contenuto nel prodotto con una concentrazione compresa tra il 68 e il 72% in volume in modo da consentire sia evaporazione veloce che tempo di contatto adeguato. Abbiamo aggiunto al prodotto sostanze emollienti e idratanti degli strati superficiali della pelle per minimizzare gli effetti irritanti dell'alcol. Al contrario degli igienizzanti privi di alcol, l'igienizzante del kit dispenser Pluricode non genera resistenza batterica e può essere impiegato quotidianamente.

Composizione:

Alcol Etilico (ca. 70% in v.), Acqua Depurata, Acqua Ossigenata, Glicerina, Idrossi etil cellulosa.

Modo d'uso

Lo spray igienizzante del kit dispenser Pluricode è formulato in modo che i tempi di contatto tra il suo principio attivo e le mani sia sufficiente a svolgere la sua azione, 10-15 secondi. Il prodotto deve essere applicato secondo la procedura seguente:

1. Applicare circa 0,3mL di prodotto sul palmo di una mano, dose sufficiente ad umettare entrambe le mani;
2. Strofinare le mani l'una con l'altra;
3. Strofinare il prodotto su tutta la superficie delle mani e delle dita fino a che la pelle non è completamente asciutta.

È sempre preferibile lavare le mani con acqua (pulita) e sapone laddove questi siano disponibili

Sicurezza

L'alcol contenuto nello spray igienizzante è una sostanza infiammabile: conservare al riparo da fiamme e fonti di calore. Non ingerire, tenere lontano dalla portata dei bambini.

Il tappo è un tappo specificatamente testato e a prova di apertura accidentale.

Pluricode è un marchio di Pluriservice Spa

Via F. Santi, 22 - Z.Ind. Bassette 48123 Ravenna (RA) - Tel. 0544 456669 - Fax 0544 688954
Capitale sociale i.v.: 1.000.000,00 € - commerciale@pluriservice.it